



www.origene.com.cn/ivd

2025

准确、灵敏、稳定
关注于产品，关注于你

IVD **产品手册**
PRODUCT MANUAL

无锡傲锐东源生物科技有限公司
OriGene Wuxi Biotechnology Co.,Ltd



准确、灵敏、稳定，
关注于产品，关注于你



公司介绍

OriGene 1996年在美国马里兰州成立，立足于收集人全长cDNA克隆库，将其构建在统一的表达载体内，并使其商品化作为研究工具提供给全世界的科学家。随着人类基因组全测序的完成及以基因组研究为基础的研究工具的开发，人们可以通过系统生物学的研究，进行药物相关靶向的鉴定。OriGene的目标是提供大量全面的基因组研究工具和技术平台，使得科学家们研究整个生物学通路，引导世界人类基因和蛋白抗体领域规模化研究的快速化发展，从而对疾病的机制有更深入的了解，比如癌症和干细胞研究。

SDIX专注于为生物医药市场开发更好的抗原，更好的抗体和更好的检测方法。20多年来，SDIX已经成为一家领先的生物技术公司，可以提供一揽子的免疫学解决方案，能够帮助客户开发多种抗体，满足高性能科研、诊断和商业需求。SDIX位于美国特拉华州，具有符合美国GMP需求和欧洲CE标志的生产设施，具有符合缅甸州AAALAC标准的动物设施，已经为美国各大诊断公司提供了多种诊断抗体原料的生产服务和产品，其中大部分使用SDIX诊断原料的产品亦得到了FDA的批准。

OriGene于2013年7月正式收购SDIX的诊断服务及诊断产品的相关资产，现联合SDIX一起向中国诊断公司提供高质量的诊断原料和服务。

无锡傲锐东源生物科技有限公司作为OriGene在中国的子公司，负责处理OriGene在中国的IVD业务，致力于支持院校机构、制药和生物科技公司在诊断抗体的开发与研究。2019年底公司荣获国家高新技术企业证书，2020年2月公司成功地通过了ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证，取得认证证书。我们始终秉持着向客户提供高标准和高质量的产品和服务的理念：准确、灵敏、稳定，关注于产品，关注于你。






IVD原料定制开发服务

OriGene可以提供各个开发平台的高质量鼠单抗、兔单抗定制服务,通过我们自行开发的17K高密度蛋白芯片的筛选验证,可高效保证抗体的特异性。

OriGene也提供高质量重组蛋白定制服务,我们会根据客户提供的不同靶标蛋白以及不同的下游应用选择合适的表达与纯化方案。

鼠单抗开发平台

兔单抗开发平台




哺乳动物细胞
表达系统

昆虫细胞表达系统

酵母表达系统

大肠杆菌表达系统



特别推荐



心肌

cTnI
CKMB
NT-proBNP
sST2



肿瘤

CA72-4
CA242
CA19-9
CA153
Her-2
HE4
G-17
PIVKA-II



性激素

AMH
PRL
Prog
E2
Testosterone



甲状腺

T3
T4
TPOAb



血栓

PIC
TM
TPA1.C



细胞因子

IL-5
IL-6
IL-17A



炎症

PCT



传染病

Strep A
RSV



自免

PLA2R1
RA33
SEPSECS



其他

IgE
Vitamin D
RCAP

目录

心肌	-----	01
肿瘤	-----	03
炎症	-----	08
性激素	-----	08
甲状腺	-----	10
血栓	-----	12
细胞因子	-----	13
子痫	-----	13
自免	-----	14
老年痴呆	-----	16
传染病	-----	17
脑损伤	-----	19
其他	-----	20
生化	-----	22

心肌

cTnI (心肌肌钙蛋白I)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 B9085MA06-MA	cTnI单克隆抗体, TPC-110(24-40)	小鼠	检测/包被抗体
DM0022-B14	生物素化cTnI单克隆抗体, TPC-110(24-40)	小鼠	检测/包被抗体
 D021	cTnI单克隆抗体, 3H9(85-100)	小鼠	检测/包被抗体
D4160MA01-MA	cTnI单克隆抗体, 10C9(41-60)	小鼠	检测/包被抗体
 DM0022-B8	cTnI单克隆抗体, 2F6(41-49)	小鼠	检测/包被抗体
DM0022-B13	cTnI单克隆抗体, 2D3	小鼠	包被抗体
TP750154	cTnI蛋白	重组	纯化蛋白
TP810062	cTn(I-C)蛋白	重组	纯化蛋白
TP810063	cTn(I-C)蛋白	重组	纯化蛋白
90055	cTnI标准品浓缩液	天然	标准品级别

CKMB (肌酸激酶同工酶)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
70438	CKMB单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70225	CKMM多克隆抗体	山羊	检测抗体
DM0036-B1	CKMB单克隆抗体, 2F3	小鼠	包被抗体
DM0036-B3	CKMB单克隆抗体, 7G5	小鼠	检测抗体
DM0036-B4	CKMB单克隆抗体, 80A4	小鼠	包被抗体
 DM0036-B5	CKMB单克隆抗体, 76C1	小鼠	包被抗体
 DM0036-B6	CKMB单克隆抗体, 77H3	小鼠	检测抗体
TP750145	CKMB蛋白	重组	纯化蛋白

Myo (人肌红蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
70131	Myo单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70196	Myo多克隆抗体	山羊	检测抗体
DM0041-B1	Myo单克隆抗体	小鼠	包被抗体
DM0041-B2	Myo单克隆抗体	小鼠	检测抗体
90058	Myo标准品浓缩液	天然	标准品级别

NT-proBNP (N末端B型脑钠肽前体)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
D601	NT-proBNP单克隆抗体, 2F4 (21-30)	小鼠	检测抗体
 D605	NT-proBNP单克隆抗体, 6B8 (42-46)	羊	包被抗体
D606	NT-proBNP单克隆抗体, 10A2 (21-30)	小鼠	检测抗体
 D607	NT-proBNP单克隆抗体, 7B7 (27-31)	小鼠	检测抗体
 D608	NT-proBNP单克隆抗体, 5C3 (39-48)	小鼠	包被抗体
TP750121	NT-proBNP蛋白	重组	纯化蛋白

BNP (B型脑钠肽)

货号	产品名称	来源	描述
DM0025-S1	BNP 单克隆抗体, 5D11 (14-21)	兔	检测抗体
DM0025-S2	BNP 单克隆抗体, 2A6 (26-32)	兔	包被抗体
DM0025-S3	BNP 单克隆抗体, 5G8 (26-32)	兔	包被抗体
DP0007-P1	BNP蛋白	合成	多肽

sST2 (可溶性生长刺激表达基因2蛋白)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 TA810124	sST2单克隆抗体, 21A7	小鼠	检测/包被抗体
 TA810078	sST2单克隆抗体, 6E12	小鼠	检测/包被抗体
TP790073	sST2蛋白	重组	纯化蛋白

hFABP (心型脂肪酸结合蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DM0042-B1	hFABP单克隆抗体, 2B7	小鼠	包被抗体
DM0042-B2	hFABP单克隆抗体, 8F1	小鼠	检测抗体
90099	hFABP标准品浓缩液	天然	标准品级别

肿瘤



CA72-4 (糖类抗原72-4)

货号	产品名称	来源	描述
 D002	小鼠抗人CA72-4单克隆抗体	小鼠	包被抗体
 D003	小鼠抗人CA72-4单克隆抗体	小鼠	检测抗体
DP0021-P1	CA72-4蛋白	天然	纯化蛋白

CA242 (糖类抗原242)

货号	产品名称	来源	描述
 D001	小鼠抗人CA242单克隆抗体	小鼠	检测/包被抗体
 D010	小鼠抗人CA242单克隆抗体, 7G9	小鼠	包被抗体
DP0022-P1	CA242蛋白	天然	纯化蛋白

CA19-9 (糖类抗原19-9)

货号	产品名称	来源	描述
 D004	CA19-9单克隆抗体	小鼠	检测/包被抗体
 D011	CA19-9单克隆抗体	小鼠	包被抗体
DP0023-P1	CA19-9蛋白	天然	纯化蛋白
90009	CA19-9标准品浓缩液	天然	标准品级别

CA50 (糖类抗原50)

货号	产品名称	来源	描述
DM0006-B1	CA50单克隆抗体, 3C8	小鼠	包被抗体
DM0006-B2	CA50单克隆抗体, 3C9	人	检测抗体
DP0031-P1	CA50蛋白	天然	纯化蛋白

CA153 (糖类抗原153)



货号	产品名称	来源	描述
70642	CA153单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70650	CA153单克隆抗体	小鼠	-
70563	CA153单克隆抗体	小鼠	检测抗体
 DM0005-B1	CA153单克隆抗体, 4E7	小鼠	包被抗体
 DM0005-B4	CA153单克隆抗体, 2D3	人	检测抗体
DM0005-B5	CA153单克隆抗体, 12A9	小鼠	包被抗体
DM0005-B6	CA153单克隆抗体, 5F7	小鼠	检测抗体
DM0005-B7	CA153单克隆抗体, 4D8	小鼠	检测抗体

DP0034-P1	CA153蛋白	天然	纯化蛋白
90008	CA153标准品浓缩液	天然	标准品级别



CA125 (糖类抗原125)

货号	产品名称	来源	描述
70400	CA125单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70412	CA125单克隆抗体	小鼠	检测抗体
70178	CA125单克隆抗体	小鼠	-
DP0030-P1	CA125蛋白	天然	纯化蛋白
90007	CA125标准品浓缩液	天然	标准品级别

Her-2 (人表皮生长因子受体-2)

货号	产品名称	来源	描述
 D006	Her-2/neu单克隆抗体	小鼠	检测抗体
 D007	Her-2/neu单克隆抗体	小鼠	包被抗体
TP790128	Her-2/neu蛋白	重组	纯化蛋白

HE4 (人附睾蛋白4)

货号	产品名称	来源	描述
D041	HE4单克隆抗体, 3A9	小鼠	包被抗体
D042	HE4单克隆抗体, 1E12	小鼠	包被抗体
D043	HE4单克隆抗体, 16H2	小鼠	检测抗体
 D044	HE4单克隆抗体, 47B12	小鼠	包被抗体
 D045	HE4单克隆抗体, 47C1	小鼠	检测抗体
DM0052-B1	HE4单克隆抗体, 2G2	小鼠	包被抗体
DM0052-B2	HE4单克隆抗体, 9H8	小鼠	检测抗体
DP0024-P1	HE4蛋白	重组	纯化蛋白

G-17 (胃泌素17)

货号	产品名称	来源	描述
 TA813611	G-17单克隆抗体, 8B6(N端)	小鼠	检测抗体
 TA813620	G-17单克隆抗体, 3E5(C端)	小鼠	包被抗体
TA813564	G-17单克隆抗体, 3D12(C端)	小鼠	包被抗体
DP0004-P1	G-17抗原	合成	多肽

PGII(胃蛋白酶原II)

货号	产品名称	来源	描述
DM0050-B1	PG II单克隆抗体, 3A7	小鼠	包被抗体
DM0050-B2	PG II单克隆抗体, 7D2	小鼠	检测抗体
DP0026-P1	PG II蛋白	重组	纯化蛋白

GP73(高尔基体跨膜糖蛋白73)

货号	产品名称	来源	描述
TA504113	GP73单克隆抗体, 6C9	小鼠	包被抗体
TA504114	GP73单克隆抗体, 4B3	小鼠	检测抗体
TP314745	GP73蛋白	重组	纯化蛋白

Cyfra21-1(细胞角蛋白19片段抗原)

货号	产品名称	来源	描述
DM0019-B3	Cyfra21-1单克隆抗体, 9A2	小鼠	包被抗体
DM0019-B4	Cyfra21-1单克隆抗体, 3H8	小鼠	包被抗体
DM0019-B5	Cyfra21-1单克隆抗体, 5C10	小鼠	包被/检测抗体
DM0019-B6	Cyfra21-1单克隆抗体, 28A12	人	检测抗体
TP750146	Cyfra21-1蛋白	重组	纯化蛋白
DP0027-P1	Cyfra21-1蛋白	天然	纯化蛋白

PIVKA-II(异常凝血酶原) 特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 D611	PIVKA-II单克隆抗体, 2F7	人	包被抗体
 D612	PIVKA-II单克隆抗体, 4G9	小鼠	检测抗体
D613	PIVKA-II单克隆抗体, 5F6	小鼠	包被抗体
D614	PIVKA-II单克隆抗体, 9C3	小鼠	包被抗体
D615	PIVKA-II单克隆抗体, 1D6	兔	包被抗体
D616	PIVKA-II单克隆抗体, 5A1	小鼠	检测抗体
TP810003	PIVKA-II蛋白	重组	纯化蛋白

Ferritin(铁蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
70326	抗铁蛋白多克隆抗体	兔	包被抗体
70226	抗铁蛋白单克隆抗体	小鼠	检测抗体
70641	抗铁蛋白单克隆抗体	小鼠	-
70643	抗铁蛋白多克隆抗体	兔	-



DP0028-P1	铁蛋白	天然	纯化蛋白
90013	铁蛋白标准品浓缩液	天然	标准品级别

AFP (甲胎蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
70448	AFP单克隆抗体	小鼠	检测抗体
70166	AFP单克隆抗体	小鼠	-
70193	AFP多克隆抗体	山羊	-
70269	AFP多克隆抗体	兔	包被抗体
70647	AFP多克隆抗体	兔	-
DP0029-P1	AFP蛋白	天然	纯化蛋白
90005	AFP标准品浓缩液	天然	标准品级

PSMA (前列腺特异性膜抗原)

货号	产品名称	来源	描述
D121	PSMA单克隆抗体, 2E1	小鼠	包被抗体
D122	PSMA单克隆抗体, 3E8	小鼠	检测抗体

CEA (癌胚抗原)

货号	产品名称	来源	描述
70357	CEA单克隆抗体	小鼠	检测抗体
70370	CEA单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70458	CEA单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70322	CEA多克隆抗体	山羊	检测抗体
DP0032-P1	CEA蛋白	天然	纯化蛋白
90006	CEA标准品浓缩液	天然	标准品级别

PSA/Free PSA (前列腺特异抗原)

货号	产品名称	来源	描述
70338	PSA单克隆抗体	小鼠	检测抗体
70353	PSA单克隆抗体	小鼠	-
70340	Free-PSA单克隆抗体	小鼠	包被抗体
DM0079-B1	PSA单克隆抗体, 39G12	人	检测抗体
DM0079-B2	PSA单克隆抗体, 56B2	小鼠	包被抗体
DM0079-B3	Free-PSA单克隆抗体, 15B8	小鼠	包被抗体
DP0033-P1	PSA蛋白	天然	纯化蛋白

DP0033-P2	Free-PSA蛋白	天然	纯化蛋白
90010	PSA标准品浓缩液	天然	标准品级别
90011	Free-PSA标准品浓缩液	天然	标准品级别

β2MG (β2微球蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
70191	β2MG单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70320	β2MG多克隆抗体	绵羊	检测抗体
90027	β2MG标准品浓缩液	天然	标准品级别

ProGRP (胃泌素释放肽前体)

货号	产品名称	来源	描述
D661	ProGRP单克隆抗体, 4C6	小鼠	包被抗体
D662	ProGRP单克隆抗体, 6F3	小鼠	检测抗体
DP0016-P1	ProGRP蛋白	重组	纯化蛋白

SCC (鳞状细胞癌抗原)

货号	产品名称	来源	描述
DM0049-B1	SCC单克隆抗体, 63G4	小鼠	包被抗体
DM0049-B2	SCC单克隆抗体, 63H2	小鼠	检测抗体
DP0035-P1	SCC蛋白	重组	纯化蛋白

GPC3 (磷脂酰肌醇蛋白聚糖3)

货号	产品名称	来源	描述
DM0064-B1	GPC3单克隆抗体, 1G5	小鼠	包被/检测抗体
DM0064-B2	GPC3单克隆抗体, 2H10	小鼠	包被/检测抗体
TP750224	GPC3蛋白	重组	纯化蛋白

CT (降钙素)

货号	产品名称	来源	描述
DM0067-B1	CT单克隆抗体, 9H2	小鼠	包被抗体
DM0067-B2	CT单克隆抗体, 9G6	小鼠	检测抗体
TP750123	PCT蛋白	重组	纯化蛋白



炎症

CRP (C-反应蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
D519	CRP单克隆抗体, 4B4	小鼠	检测抗体
D523	CRP单克隆抗体, 8G10	小鼠	包被抗体
DP0002-N1	CRP蛋白	天然	-
90059	CRP标准品浓缩液	天然	标准品级别

PCT (降钙素原)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 D175	PCT单克隆抗体, 11G4	小鼠	包被抗体
 D177	PCT单克隆抗体, 5H8	小鼠	检测抗体
DM0043-B1	PCT单克隆抗体, 2D1	小鼠	包被抗体
DM0043-B2	PCT单克隆抗体, 7H6	小鼠	检测抗体
TP750123	PCT蛋白	重组	纯化蛋白



SAA (血清淀粉样蛋白A)

货号	产品名称	来源	描述
DM0028-C1	SAA单克隆抗体, 4F8	小鼠	检测/包被抗体
DM0028-C2	SAA单克隆抗体, 2G6	小鼠	检测/包被抗体
DM0028-B3	猫SAA单克隆抗体, 14C9	小鼠	检测抗体
DM0028-B4	猫SAA单克隆抗体, 26D2	小鼠	包被抗体
DP0009-P1	SAA蛋白	重组	纯化蛋白

性激素

AMH (抗缪勒管激素)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 DM0024-B4	AMH单克隆抗体, 45A3	小鼠	包被抗体
 DM0024-B5	AMH单克隆抗体, 45A12	小鼠	检测抗体
TP810012	AMH蛋白	重组	纯化蛋白

FSH (卵泡刺激素)

货号	产品名称	来源	描述
70327	Alpha亚基单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70325	β -FSH单克隆抗体	小鼠	检测抗体
DM0053-B1	FSH单克隆抗体, 7E4	小鼠	包被抗体
DM0053-B2	FSH单克隆抗体, 6G3	小鼠	检测抗体
90015	FSH标准品浓缩液	天然	标准品级别



HCG (人绒毛膜促性腺激素)

货号	产品名称	来源	描述
70205	Free β -hCG单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70396	抗hCG多克隆抗体	山羊	检测抗体
70327	Alpha亚基单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70329	β -hCG单克隆抗体	小鼠	检测抗体
DM0051-B1	β -hCG单克隆抗体, 5H1	小鼠	包被抗体
DM0051-B2	β -hCG单克隆抗体, 2D6	小鼠	检测抗体
DM0051-B3	β -hCG单克隆抗体, 3E3	小鼠	包被抗体
90012	Free β -hCG标准品浓缩液	天然	标准品级别
90014	hCG标准品浓缩液	天然	标准品级别

LH (促黄体生成素)

货号	产品名称	来源	描述
70327	Alpha亚基单克隆抗体	小鼠	包被抗体
70333	抗 β -LH单克隆抗体	小鼠	检测抗体
90016	LH标准品浓缩液	天然	标准品级别



PRL (催乳素) 特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 70317	PRL单克隆抗体	小鼠	包被抗体
 70336	PRL单克隆抗体	小鼠	检测抗体
70335	PRL单克隆抗体	小鼠	检测抗体
90019	PRL标准品浓缩液	天然	标准品级别

Prog (孕酮)

货号	产品名称	来源	描述
 DM0039-B1	抗Prog单克隆抗体, 2G6	羊	包被/检测抗体
DP0040-P1	Prog-BSA	-	包被/检测抗原
90048	Prog标准品浓缩液	-	标准品级别

E2 (雌二醇)

货号	产品名称	来源	描述
 DM0044-B1	抗E2单克隆抗体, 5F3	羊	包被/检测抗体
DM0044-B2	抗E2单克隆抗体, 7D6	兔	包被抗体
 DM0044-B3	抗E1单克隆抗体, 1C4	羊	-
DP0043-P1	E2-BSA	-	包被/检测抗原
DP0046-P1	E3-BSA	-	包被/检测抗原
90047	E2标准品浓缩液	-	标准品级别

Testosterone (睾酮)

货号	产品名称	来源	描述
 DM0048-B1	抗睾酮单克隆抗体, 3G7	羊	包被/检测抗体
 DM0048-B4	抗睾酮单克隆抗体, 45C8	羊	包被抗体
 DM0048-B5	抗睾酮单克隆抗体, 21H5	兔	检测抗体
DP0044-P1	Testosterone-BSA	-	包被/检测抗原
90049	睾酮标准品浓缩液	-	标准品级别

甲状腺

T3 (三碘甲状腺原氨酸)

货号	产品名称	来源	描述
70100	抗T3单克隆抗体	小鼠	包被抗体
 DM0045-B1	抗T3单克隆抗体, 5H7	羊	包被/检测抗体
DM0045-B2	抗T3单克隆抗体, 22D4	羊	包被/检测抗体
DM0045-B3	抗T3单克隆抗体, 3G7	兔	包被/检测抗体
DM0045-B4	抗T3单克隆抗体, 39C4	羊	包被/检测抗体
DP0041-P1	T3-BSA	-	包被/检测抗原
DP0041-P2	T3-BIGG	-	包被/检测抗原
90003	T3标准品浓缩液	-	标准品级别

T4 (甲状腺素)

货号	产品名称	来源	描述
70446	抗T4单克隆抗体	小鼠	包被/检测抗体
DM0046-B1	抗T4单克隆抗体, 5D2	羊	包被/检测抗体
 DM0046-B2	抗T4单克隆抗体, 47C7	羊	包被/检测抗体
 DM0046-B3	抗T4单克隆抗体, 57C6	小鼠	包被/检测抗体
DP0042-P1	T4-BSA	-	包被/检测抗原
DP0042-P2	T4-BIGG	-	包被/检测抗原
90004	T4标准品浓缩液	-	标准品级别

TSH (促甲状腺激素)

货号	产品名称	来源	描述
70327	Alpha亚基单克隆抗体	小鼠	-
70204	抗TSH单克隆抗体	小鼠	包被抗体
D641	抗TSH单克隆抗体, 1F2	小鼠	包被抗体
D642	抗TSH单克隆抗体, 1E7	小鼠	检测抗体
90001	TSH标准品浓缩液	-	标准品级别

TPOAb (甲状腺过氧化物酶抗体)

货号	产品名称	来源	描述
 TP701028	TPO蛋白	重组	纯化蛋白
DM0061-B1	TPO单克隆抗体, 5F7	人	标准品抗体
DM0061-B2	TPO单克隆抗体, 8D12	人	标准品抗体
DM0061-B3	TPO单克隆抗体, 4H2	人	检测竞争抗体

TgAb (甲状腺球蛋白抗体)

货号	产品名称	来源	描述
TP701224-B	生物素化Tg蛋白	重组	纯化蛋白
TP701255	Tg蛋白	重组	纯化蛋白
DM0072-B1	Tg单克隆抗体, 12D5	人	检测竞争抗体
DM0072-B2	Tg单克隆抗体, 8F3	人	标准品抗体



TRAb (促甲状腺激素受体抗体)

货号	产品名称	来源	描述
DM0030-H1	TSHR单克隆抗体, 6G7	人	-
DM0030-B2	TSHR单克隆抗体, 16D10	人	检测抗体
DM0030-B3	TSHR单克隆抗体, 35F3	人	检测抗体
DP0047-P1	TSHR蛋白	重组	纯化蛋白

血栓

PIC (α 2纤溶酶抑制物复合物) **特别推荐**

货号	产品名称	来源	描述
DM0062-B1	PIC (PLG) 单克隆抗体, 6D9	小鼠	包被抗体
DM0062-B2	PIC (SERPINF2) 单克隆抗体, 10C8	小鼠	检测抗体

TM (血栓调节蛋白) **特别推荐**

货号	产品名称	来源	描述
DM0055-B1	TM单克隆抗体, 10B10	小鼠	包被抗体
DM0055-B2	TM单克隆抗体, 3D1	小鼠	检测抗体
DM0055-B3	TM单克隆抗体, 2H8	小鼠	检测抗体
TP701227	TM蛋白	重组	纯化蛋白

TPAI.C (组织纤溶酶原激活物/纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物) **特别推荐**

货号	产品名称	来源	描述
DM0069-B1	TPAI.C (PLAT) 单克隆抗体, 12E9	小鼠	包被抗体
DM0069-B2	TPAI.C (PLAT) 单克隆抗体, 1C7	小鼠	包被抗体
DM0069-B3	TPAI.C (PAI-1) 单克隆抗体, 5F2	小鼠	检测抗体

TAT (凝血酶-抗凝血酶复合物)

货号	产品名称	来源	描述
DM0080-B1	TAT单克隆抗体, 12E9	小鼠	包被抗体
DM0080-B2	TAT单克隆抗体, 25H3	人	检测抗体



FDP (纤维蛋白(原)降解产物)

货号	产品名称	来源	描述
DM0081-B1	FDP单克隆抗体, 62F13	小鼠	比浊抗体
DM0081-B2	FDP单克隆抗体, 22D5	小鼠	比浊抗体

细胞因子



IL-5 (白细胞介素5)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 DM0065-B1	IL-5单克隆抗体, 6F8	人	包被/检测抗体
 DM0065-B2	IL-5单克隆抗体, 3C11	人	包被/检测抗体
DM0065-B3	IL-5单克隆抗体, 1F2	兔	包被/检测抗体
DM0065-B4	IL-5单克隆抗体, 1B3	兔	检测抗体
DM0065-B5	IL-5单克隆抗体, 1H4	兔	包被抗体
TP750229	IL-5蛋白	重组	纯化蛋白



IL-6 (白细胞介素6)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 D623	IL-6单克隆抗体, 77B11	小鼠	包被抗体
 D624	IL-6单克隆抗体, 84B7	小鼠	检测抗体
DP0063-P1	IL-6蛋白	重组	纯化蛋白

IL-17A (白细胞介素17)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
DM0032-B1	IL-17A单克隆抗体, 3D5	小鼠	包被抗体
 DM0032-B2	IL-17A单克隆抗体, 1G8	小鼠	包被抗体
 DM0032-B3	IL-17A单克隆抗体, 1E4	小鼠	检测抗体
TP318057	IL-17蛋白	重组	纯化蛋白

子痫

PLGF (胎盘生长因子)

货号	产品名称	来源	描述
TA814277	PLGF单克隆抗体, 10H6	小鼠	检测抗体
TA814320	PLGF单克隆抗体, 2C1	小鼠	包被抗体
DM0057-B1	PLGF单克隆抗体, 2D8	小鼠	包被抗体
DM0057-B4	PLGF单克隆抗体, 6B6	人	检测抗体

sFlt-1(可溶性酪氨酸激酶-1)

货号	产品名称	来源	描述
DM0058-B1	sFlt-1单克隆抗体, 4F5	小鼠	检测抗体
DM0058-B2	sFlt-1单克隆抗体, 2G7	小鼠	包被抗体
DM0058-B3	sFlt-1单克隆抗体, 16D3	小鼠	包被抗体
DM0058-B4	sFlt-1单克隆抗体, 38C19	小鼠	检测抗体

自免

PLA2R1(磷脂酶A2受体) 特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
TP790153	PLA2R1蛋白(片段)	重组	包被蛋白
DP0049-P1	PLA2R1蛋白(胞外全长)	重组	包被蛋白

TSHD7A(1型血小板反应蛋白7A域)

货号	产品名称	来源	描述
DP0050-P1	TSHD7A蛋白	重组	包被蛋白

PCNA(增殖细胞核抗原)

货号	产品名称	来源	描述
DP0052-P1	PCNA蛋白	重组	包被蛋白
DP0052-P2	生物素化PCNA蛋白	重组	包被蛋白
DM0087-B1	人源化PCNA单克隆抗体, 99C2	人	标准品抗体

APOH(β2-糖蛋白1)

货号	产品名称	来源	描述
DP0051-P1	APOH蛋白	重组	包被蛋白

MDA5(黑色素瘤分化相关基因-5)

货号	产品名称	来源	描述
DP0053-P1	MDA5蛋白	重组	包被蛋白
DP0053-P2	生物素化MDA5蛋白	重组	包被蛋白
DM0095-B1	人源化MDA5单克隆抗体, 78Z1	人	标准品抗体

MPO(髓过氧化物酶)

货号	产品名称	来源	描述
DP0054-P1	MPO蛋白	重组	包被蛋白

CENP-B(着丝粒蛋白B)

货号	产品名称	来源	描述
DP0066-P1	CENP-B蛋白	重组	包被蛋白

RA33 (异质性核糖核蛋白核心蛋白A2) 特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
DP0055-P1	RA33蛋白	重组	包被蛋白
DM0094-B1	人源化RA33单克隆抗体, 69Z1	人	标准品抗体

SEPSECS (Sec (硒代半胱氨酸) tRNA 合成酶) 特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
DP0056-P1	SEPSECS蛋白 (SLA/LP)	重组	包被蛋白

DSG1 (桥粒芯糖蛋白1)

货号	产品名称	来源	描述
DP0057-P1	DSG1蛋白	重组	包被蛋白

Ro52 (Ro52 抗原)

货号	产品名称	来源	描述
DP0064-P1	Ro52蛋白	重组	包被蛋白

Ro60 (Ro60 抗原)

货号	产品名称	来源	描述
DP0065-P1	Ro60蛋白	重组	包被蛋白

TRIM33 (三结构域蛋白33)

货号	产品名称	来源	描述
DP0069-P1	TRIM33蛋白	重组	包被蛋白
DP0069-P2	TRIM33蛋白	重组	包被蛋白

PR3 (蛋白酶3)

货号	产品名称	来源	描述
DP0073-P1	PR3蛋白	重组	包被蛋白

LKM-1 (细胞色素P450家族成员2D6蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DP0075-P1	LKM-1蛋白	重组	包被蛋白

p53 (肿瘤抑制基因53)

货号	产品名称	来源	描述
DP0058-P1	p53蛋白	重组	包被蛋白

GAGE7 (G抗原7)

货号	产品名称	来源	描述
DP0059-P1	GAGE7蛋白	重组	包被蛋白



PGP9.5 (神经细胞胞浆蛋白9.5)

货号	产品名称	来源	描述
DP0060-P1	PGP9.5蛋白	重组	包被蛋白

MAGEA1 (黑色素瘤抗原A1)

货号	产品名称	来源	描述
DP0061-P1	MAGEA1蛋白	重组	包被蛋白

SOX2 (性别决定区 Y-box 2)

货号	产品名称	来源	描述
DP0062-P1	SOX2蛋白	重组	包被蛋白

CAGE (肿瘤睾丸蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DP0067-P1	CAGE蛋白	重组	包被蛋白

GBU4-5 (解旋酶4-5)

货号	产品名称	来源	描述
DP0068-P1	GBU4-5蛋白	重组	包被蛋白

老年痴呆

Abeta (β-淀粉样蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DM0070-B1	Abeta单克隆抗体, 9H7	小鼠	检测抗体
DM0070-B2	Aβ40单克隆抗体, 5A10	小鼠	包被抗体
DM0070-B3	Aβ42单克隆抗体, 3G8	小鼠	包被抗体

Tau (微管相关蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DM0071-B1	T-Tau单克隆抗体, 4F1	小鼠	包被抗体
DM0071-B2	T-Tau单克隆抗体, 8G7	小鼠	检测抗体
DM0071-B3	T-Tau单克隆抗体, 9A5	小鼠	检测抗体
DM0071-B4	P-Tau181单克隆抗体, 4C1	兔	包被抗体
DM0071-B5	P-Tau181单克隆抗体, 5E6	兔	包被抗体
DM0071-B6	P-Tau217单克隆抗体, 3A11	兔	包被抗体
DM0071-B7	P-Tau217单克隆抗体, 1A9	兔	包被抗体
DM0071-B8	ac-Tau281单克隆抗体, 225E3	兔	包被抗体
DM0071-B9	ac-Tau281单克隆抗体, 225H2	兔	包被抗体
DM0071-B10	ac-Tau274单克隆抗体, 202H1	兔	包被抗体
DM0071-B11	ac-Tau274单克隆抗体, 207B12	兔	包被抗体


传染病

Hp(幽门螺杆菌)

货号	产品名称	来源	描述
70628	抗幽门螺杆菌单克隆抗体	小鼠	-
HP-1001	幽门螺杆菌抗原	天然	纯化蛋白

Strep A(A群链球菌)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
 B9032RA00-A0	兔抗A群链球菌多克隆抗体	兔	包被/检测抗体
DP0038-P1	A群链球菌抗原	天然	纯化蛋白
DB0001-B1	A群链球菌胶体金大板(含A、B稀释液)	-	大板

Strep B(B群链球菌)

货号	产品名称	来源	描述
B9051RA20-A2	兔抗B群链球菌多克隆抗体	兔	包被/检测抗体
DP0039-P1	B群链球菌抗原	天然	纯化蛋白

COVID-19(新冠病毒SARS-CoV-2)

货号	产品名称	来源	描述
TP750179	SARS-CoV-2 N蛋白	重组	C-His
TP701119	Spike-RBD蛋白	重组	C-His
TP701115	ACE2蛋白	重组	C-Fc
TA803906	ACE2单克隆抗体, 1D6	小鼠	包被抗体
TA804152	ACE2单克隆抗体, 1G4	小鼠	检测抗体
D631	SARS-CoV-2 N单克隆抗体, 6F5	小鼠	包被抗体
D632	SARS-CoV-2 N单克隆抗体, 7B9	人	检测抗体
D651	SARS-CoV-2 N单克隆抗体, 2D6	小鼠	检测抗体
D652	SARS-CoV-2 N单克隆抗体, 4F7	兔	包被抗体
D653	SARS-CoV-2 N单克隆抗体, 8C3	小鼠	检测抗体

NP(流感病毒)

货号	产品名称	来源	描述
D676	NP(Influenza A)单克隆抗体, 8D10	小鼠	包被抗体
D677	NP(Influenza A)单克隆抗体, 9B7	小鼠	检测抗体
D678	NP(Influenza A)单克隆抗体, 27A14	小鼠	包被抗体
D679	NP(Influenza A)单克隆抗体, 17B11	小鼠	检测抗体



D686	NP (Influenza B) 单克隆抗体, 15A6	人	包被抗体
D687	NP (Influenza B) 单克隆抗体, 7F6	小鼠	检测抗体
D688	NP (Influenza B) 单克隆抗体, 31D24	小鼠	包被抗体
D689	NP (Influenza B) 单克隆抗体, 28F12	小鼠	检测抗体
DP0013-P1	NP (Influenza A) 蛋白	重组	-
DP0013-P2	NP (Influenza A) 蛋白	重组	-
DP0014-P1	NP (Influenza B) 蛋白	重组	-
DP0014-P2	NP (Influenza B) 蛋白	重组	-

MP (肺炎支原体)

货号	产品名称	来源	描述
DM0088-B1	MP单克隆抗体, 118A1	小鼠	包被抗体
DM0088-B2	MP单克隆抗体, 118B12	小鼠	检测抗体

TP (梅毒)

货号	产品名称	来源	描述
DP0018-P1	TP蛋白	重组	包被蛋白
DP0018-P2	TP蛋白	重组	检测蛋白

HIV (艾滋病毒)

货号	产品名称	来源	描述
DM0063-B1	HIV p24单克隆抗体, 2C5	小鼠	包被抗体
DM0063-B2	HIV p24单克隆抗体, 5D12	小鼠	检测抗体
DP0012-P1	HIV-1 gp41蛋白	重组	包被蛋白
DP0012-P2	HIV-1 gp41蛋白	重组	检测蛋白
DP0012-P3	HIV-2 gp36蛋白	重组	包被蛋白
DP0012-P4	HIV-2 gp36蛋白	重组	检测蛋白

HCV (丙型肝炎病毒)

货号	产品名称	来源	描述
DM0092-B1	HCV Core单克隆抗体, 27C5	人	包被抗体
DM0092-B2	HCV Core单克隆抗体, 34B13	人	检测抗体

RSV(呼吸道合胞病毒) **特别推荐**

货号	产品名称	来源	描述
DM0068-B1	RSV单克隆抗体, 7F5	小鼠	包被抗体
DM0068-B2	RSV单克隆抗体, 3D9	小鼠	检测抗体
 DP0037-P1	RSV-A蛋白	重组	包被蛋白
DP0037-P2	RSV-B蛋白	重组	-

ADV(腺病毒)

货号	产品名称	来源	描述
DM0082-B1	腺病毒Hexon单克隆抗体, 11F3	小鼠	检测抗体
DM0082-B2	腺病毒Hexon单克隆抗体, 27B15	小鼠	包被抗体

GM(半乳甘露聚糖)

货号	产品名称	来源	描述
DM0089-B1	GM单克隆抗体, 61B4	小鼠	包被/检测抗体
DM0089-B2	GM单克隆抗体, 28D11	小鼠	包被/检测抗体

脑损伤

S100B(S100B蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DM0033-B1	S100B单克隆抗体, 6A6	小鼠	包被抗体
DM0033-B2	S100B单克隆抗体, 3G6	小鼠	检测抗体
DM0038-B1	S100A抗体, 4F4	小鼠	包被抗体
DM0038-B2	S100A抗体, 11C6	小鼠	包被抗体
DM0038-B3	S100A抗体, 5A9	小鼠	检测抗体
TP300277	S100B蛋白	重组	纯化蛋白

GFAP(胶质纤维酸性蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DM0034-B1	GFAP单克隆抗体, 4G7	小鼠	包被抗体
DM0034-B2	GFAP单克隆抗体, 10B2	小鼠	检测抗体
TP304548	GFAP蛋白	重组	纯化蛋白

其他

IgE (免疫球蛋白E)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
👍 S2276MA01-MA	抗IgE单克隆抗体, clone 206	小鼠	包被抗体
👍 S2276MA02-MA	抗IgE单克隆抗体, clone 102.1	小鼠	检测抗体
DM0066-B1	抗IgE单克隆抗体	小鼠	检测/包被抗体
70188	抗IgE单克隆抗体	小鼠	包被抗体
90018	IgE标准品浓缩液	天然	标准品级别

MMP-3 (基质金属蛋白酶3)

货号	产品名称	来源	描述
DM0099-B1	MMP-3单克隆抗体, 24A4	小鼠	包被抗体
DM0099-B2	MMP-3单克隆抗体, 35C11	小鼠	检测抗体

NGAL (中性粒细胞胶酶相关载脂蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DM0031-B1	NGAL单克隆抗体, 6C3	小鼠	包被抗体
DM0031-B2	NGAL单克隆抗体, 10F11	小鼠	检测抗体
DM0031-B3	NGAL单克隆抗体, 10C8	小鼠	检测抗体
TP307685	NGAL蛋白	重组	纯化蛋白

Vitamin D (维生素D)

特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
DM0047-B1	抗Vitamin D单克隆抗体, 8F2	羊	包被/检测抗体
👍 DM0047-B2	抗Vitamin D单克隆抗体, 16B9	羊	包被/检测抗体
👍 DM0047-B3	抗Vitamin D单克隆抗体, 114B11	小鼠	包被/检测抗体
DP0045-P1	25OH-Vitamin D-BSA	-	包被/检测抗原
DP0045-L1	Vitamin D解离液	-	解离液

Vitamin B12 (维生素B12)

货号	产品名称	来源	描述
DP0074-P1	Vitamin B12结合蛋白	重组	纯化蛋白

Gd-IgA1 (半乳糖缺陷型IgA1)

货号	产品名称	来源	描述
DM0098-B1	Gd-IgA1单克隆抗体, 15Z1	鼠	包被抗体

IgG (免疫球蛋白G)

货号	产品名称	来源	描述
DM0078-B1	抗人IgG单克隆抗体, 200C6	兔	-

IgG4 (免疫球蛋白G4)

货号	产品名称	来源	描述
DM0077-B1	抗人IgG4单克隆抗体, 1C9	小鼠	包被抗体
DM0077-B2	抗人IgG4单克隆抗体, 4B12	小鼠	检测抗体

Renin (肾素)

货号	产品名称	来源	描述
DM0083-B1	Renin单克隆抗体, 18A1	小鼠	包被抗体
DM0083-B2	Renin单克隆抗体, 43C19	小鼠	检测抗体
DP0048-P1	Renin蛋白	重组	纯化蛋白

HbA1c (糖化血红蛋白)

货号	产品名称	来源	描述
DM0084-B1	HbA1c单克隆抗体, 17C13	小鼠	比浊抗体

Biotin Ab (生物素抗体)

货号	产品名称	来源	描述
DM0074-B1	游离生物素单克隆抗体, 7F2	羊	阻断抗体
DM0091-B1	生物素单克隆抗体, 39H11	羊	-

RCAP (碱性磷酸酶) 特别推荐

货号	产品名称	来源	描述
DP0008-P1	RCAP蛋白	重组	活性酶
 DP0008-P2	RCAP蛋白	重组	活性酶

生化

项目名称	货号	产品名称	来源
ALB(白蛋白)	S0111G000-S5	山羊抗人白蛋白血清	山羊
ALB(白蛋白)	S0111GND0-D0	山羊抗人白蛋白多克隆抗体	山羊
AGP(α -1-酸性糖蛋白)	S0211G000-S5	山羊抗人 α -1-酸性糖蛋白血清	山羊
HPT(结合珠蛋白)	S1011G000-S5	山羊抗人结合珠蛋白血清	山羊
APO A1(载脂蛋白A1)	S1141G000-S5	山羊抗人载脂蛋白A1血清	山羊
APO B(载脂蛋白B)	S1151G000-S5	山羊抗人ApoB血清	山羊
B2M(β -2微球蛋白)	S3801GND0-D0	山羊抗人B2M血清	山羊
CER(铜蓝蛋白)	S0811G000-S5	山羊抗人铜蓝蛋白血清	山羊
CRP(C-反应蛋白)	S3911G000-S5	山羊抗人CRP抗血清	山羊
CRP(C-反应蛋白)	S3911GND0-D0	山羊抗人CRP多克隆抗体	山羊
CRP(C-反应蛋白)	DP0002-N1	CRP蛋白	山羊
C3(补体3)	S0511G000-S5	山羊抗人补体蛋白C3血清	山羊
C4(补体4)	S0611G000-S5	山羊抗人补体蛋白C4血清	山羊
IgG(免疫球蛋白G)	S4900G000-S4	山羊抗人IgG血清	山羊
IgM(免疫球蛋白M)	S1311G000-S5	山羊抗人IgM血清	山羊
IgA(免疫球蛋白A)	S1111G000-S5	山羊抗人IgA血清	山羊
RBP(视黄醇结合蛋白)	S5001G000-S4	山羊抗人RBP血清	山羊
RBP(视黄醇结合蛋白)	S5001GND0-D0	山羊抗人RBP多克隆抗体	山羊
TRF(转铁蛋白)	S1611G000-S4	山羊抗人转铁蛋白血清	山羊
标准品蛋白	DP0005-P1	*特种蛋白标准品	天然

*ALB、AAT、A2M、AGP、CER、C3、C4、HPT、IgG、IgA、IgM、PAL、TRF



OriGene 中国 · 无锡傲锐东源生物科技有限公司

☎ 0510-81830666

✉ IVD@origene.cn

🌐 www.origene.cn/IVD

📍 江苏省无锡市滨湖区马山梅梁路 168 号