

## A群链球菌胶体金大板说明书

名称：A群链球菌胶体金大板

货号：DB0001-B1

组成成分：大板1张（30cm）、Buffer A（20mL）、Buffer B（20mL）

保存条件：2-30°C

使用方法：

1. 将Buffer A和Buffer B各取200 $\mu$ L混匀。
2. 在5min内将拭子（或质控品）加入到混匀后的Buffer中，拭子旋转挤压5-10秒后加样。
3. 每个试纸条加样2-3滴（100 $\mu$ L左右），反应10-15min后判读。

注意事项：

Buffer A、Buffer B均有轻微的腐蚀性，操作时注意防护；如果不小心接触，用大量清水冲洗。