

## 心肌类标志物

## cTnI,心肌肌钙蛋白I

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
B9085MA06-MA	cTnI单克隆抗体,TPC-110 (24-20)	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
D021	cTnI单克隆抗体, 3H9 (85-100)	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
D4160MA01-MA	cTnI单克隆抗体, 10C9 (41-60)	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
DM0022-S1	cTnI 单克隆抗体, 1D6 (24-40)	兔	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0022-B8	cTnI 单克隆抗体, 2F6 (41-49)	鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
90055	cTnI标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请
TP750154	cTnI蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	有	样品申请

## cTnT,心肌肌钙蛋白T

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0023-B1	cTnT单克隆抗体,8B5	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
DM0023-B2	cTnT单克隆抗体,4G3	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
DM0023-B3	cTnT单克隆抗体,9E4	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
DM0023-B4	cTnT单克隆抗体,1E10	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
TP750172	cTnT蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	有	样品申请

## Myo,人肌红蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70131	Myo单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70196	Myo多克隆抗体	山羊	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
90058	Myo标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## hFABP,心型脂肪酸结合蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70385	抗hFABP多克隆抗体	山羊	-	酶免/发光/层析	有	样品申请
90099	hFABP标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## MPO,髓过氧化物酶

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70457	MPO单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70356	MPO单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
90108	MPO标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## BNP,B型脑钠肽

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0025-S1	BNP 单克隆抗体,5D11	兔	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0025-S2	BNP 单克隆抗体,2A6	兔	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0025-S3	BNP 单克隆抗体,5G8	兔	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DP0007-P1	BNP 蛋白	合成	多肽	酶免/发光/层析	无	样品申请

## NT-proBNP,N末端B型前脑钠肽前体

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
----	------	------	----	----	---------	------

D601	NT-proBNP单克隆抗体, 2F4 (21-30)	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
D605	NT-proBNP单克隆抗体, 6B8 (42-46)	羊	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
D606	NT-proBNP单克隆抗体, 10A2 (21-30)	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
TP750121	NT-proBNP蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	有	样品申请

## CKMB,肌酸激酶同工酶

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70438	CKMB单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70444	CKMB单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	有	样品申请
70225	抗CKMM多克隆抗体	山羊	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70222	CKMB蛋白	天然	纯化蛋白	酶免/发光/层析	有	样品申请
TP750145	CKMB蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	有	样品申请

## sST2,可溶性生长刺激表达基因2蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
TA810124	sST2单克隆抗体, 21A7	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
TA810078	sST2单克隆抗体,6E12	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
TP790073	sST2蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	有	样品申请

## 肿瘤标志物

### CA72-4

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D002	小鼠抗人CA72-4单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D003	小鼠抗人CA72-4单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

### CA242

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D001	小鼠抗人CA242单克隆抗体	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D004	小鼠抗人CA242单克隆抗体, 7G9	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D010	小鼠抗人CA242单克隆抗体, 7G9	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

### CA19-9

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D004	CA199单克隆抗体	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70564	CA199单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70576	CA199单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90009	CA199标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## Her-2,人表皮生长因子受体-2

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D006	Her-2/neu单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D007	Her-2/neu单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP790128	Her-2/neu蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## HE4,人附睾蛋白4

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D041	HE4单克隆抗体,3A9	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

D042	HE4单克隆抗体, 1E12	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D043	HE4单克隆抗体,16H2	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP750124	HE4蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## G-17,胃泌素17

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
TA813611	G-17单克隆抗体, 8B6 (N端)	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TA813620	G-17单克隆抗体, 3E5 (C端)	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TA813564	G-18单克隆抗体, 3D12 (C端)	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
DP0004-P1	G-17抗原	合成	多肽	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## GP73,高尔基体跨膜糖蛋白73

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
TA504113	GP73单克隆抗体, 6C9	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TA504114	GP73单克隆抗体, 4B3	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP314745	GP73蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## Cyfra21-1,细胞角蛋白19片段抗原

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0019-B1	Cyfra21-1单克隆抗体, 9A9	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
DM0019-B2	Cyfra21-1单克隆抗体, 4B3	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP750146	Cyfra21-1蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## PIVKaII,异常凝血酶原

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D611	PIVKaII 单克隆抗体, 2F7	人源化	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D612	PIVKaII 单克隆抗体, 4G9	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP810003	PIVKaII蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## Ferritin,铁蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70326	抗铁蛋白多克隆抗体,总IgG	兔	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70226	抗铁蛋白单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70641	抗铁蛋白单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70643	抗铁蛋白多克隆抗体	兔	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90013	铁蛋白标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## AFP,甲胎蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70448	AFP单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70166	AFP单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70193	AFP多克隆抗体	山羊	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70269	AFP多克隆抗体,总IgG	兔	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70647	AFP多克隆抗体	兔	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90005	AFP标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## PSMA,前列腺特异性膜抗原

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D121	PSMA单克隆抗体, 2E1	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D122	PSMA单克隆抗体, 3E8	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## CA125

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70400	CA125单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70412	CA125单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70178	CA125单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90007	CA125标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## CEA,癌胚抗原

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70357	CEA单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70370	CEA单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70458	CEA单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70322	CEA多克隆抗体	山羊	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90006	CEA标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## PSA/free PSA

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70337	PSA单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70338	PSA单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70353	PSA单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70340	Free-PSA单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70349	抗PSA/ACT复合物单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70339	抗PSA多克隆抗体,总IgG	兔	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70423	抗PSA多克隆抗体	兔	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70415	抗PSA多克隆抗体	山羊	包被/检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90010	PSA标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90011	Free-PSA标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

 $\beta$ 2MG, $\beta$ 2微球蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70191	$\beta$ -2微球蛋白单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70320	$\beta$ -2微球蛋白多克隆抗体	绵羊	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90027	$\beta$ 2MG标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## CA153

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70642	CA153单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70650	CA153单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70563	CA153单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90008	CA153标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## 炎症类

## CRP,C-反应蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D519	CRP单克隆抗体, 4B4	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
D523	CRP单克隆抗体, 8G10	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
DP0002-N1	CRP蛋白	天然		酶免/发光/层析	有	样品申请
70243	抗人CRP多克隆抗体,总IgG	山羊	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请

70189	抗人CRP多克隆抗体	山羊	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70648	抗人CRP多克隆抗体	兔	-	酶免/发光/层析	有	样品申请
90059	CRP标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## PCT,降钙素原

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D172	PCT单克隆抗体, 11B3	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
D174	PCT单克隆抗体,3C8	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
D175	PCT单克隆抗体,11G4	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
D176	PCT单克隆抗体,7F6	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
TP750123	PCT蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	有	样品申请

## PSP,胰石蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0027-B1	PSP单克隆抗体, 2A4	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0027-B2	PSP单克隆抗体, 4B9	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0027-B3	PSP单克隆抗体, 12C6	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0027-B4	PSP单克隆抗体, 2E1	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
TP750181	PSP蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	无	样品申请

## SAA,血清淀粉样蛋白A

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0028-C1	SAA 单克隆抗体,4F8	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0028-C2	SAA 单克隆抗体,2G6	小鼠	检测/包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DP0009-P1	SAA 蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	无	

## IL-17A,白细胞介素17

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0032-B1	IL-17A 单克隆抗体,3D5	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0032-B2	IL-17A 单克隆抗体,1G8	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0032-B3	IL-17A 单克隆抗体,1E4	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
TP318057	IL-17 蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	无	样品申请

## 生殖内分泌激素

### AMH,抗缪勒管激素

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0024-S1	MH单克隆抗体, 3B3	兔	包被/检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0024-S2	AMH单克隆抗体, 5C11	兔	包被/检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0024-S3	AMH单克隆抗体, 5D9	兔	包被/检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
TP810012	AMH蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	无	样品申请

### FSH,卵泡刺激素

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70327	Alpha亚基单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70325	$\beta$ -FSH 单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
90015	FSH标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

### HCG,人绒毛膜促性腺激素

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
----	------	------	----	----	---------	------

70205	Free $\beta$ -hCG 单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70396	抗 hCG多克隆抗体	山羊	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
90012	Free $\beta$ -hCG标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请
70327	Alpha亚基单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70329	$\beta$ -hCG 单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70435	Alpha亚基多克隆抗体	山羊	-	酶免/发光/层析	有	样品申请
90014	hCG标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## LH,促黄体生成素

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70327	Alpha亚基单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70333	抗 $\beta$ -LH 单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70334	抗 $\beta$ -LH 单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	有	样品申请
90016	LH标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## PRL,催乳素

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70317	PRL单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70336	PRL单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70335	PRL单克隆抗体	小鼠	包被/检测抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
90019	PRL标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## Prog,孕酮

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70347	羊抗兔多克隆抗体	山羊	捕获包被	酶免/发光/层析	有	样品申请
70123	抗Prog多克隆抗体	兔	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
90048	Prog标准品浓缩液	-	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## Testosterone,睾酮

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70347	羊抗兔多克隆抗体	山羊	捕获包被	酶免/发光/层析	有	样品申请
70656	抗睾酮多克隆抗体,总IgG	兔	包被抗体	酶免/发光/层析	有	样品申请
70287	抗睾酮多克隆抗体	兔	-	酶免/发光/层析	有	样品申请
70616	抗睾酮多克隆抗体	兔	-	酶免/发光/层析	有	样品申请
70619	抗睾酮单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	有	样品申请
90049	睾酮标准品浓缩液	-	标准品级别	酶免/发光/层析	有	样品申请

## 甲状腺类激素

### T3,三碘甲状腺原氨酸

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70346	羊抗鼠抗体	山羊	捕获包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70100	抗T3单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90003	T3标准品浓缩液	-	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

### T4,甲状腺素 T4

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70446	抗T4单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70447	抗T4单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90004	T4标准品浓缩液	-	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## TSH,促甲状腺激素

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70327	Alpha亚基单克隆抗体	-	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70276	抗TSH单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70204	抗TSH单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70342	抗β-TSH多克隆抗体	山羊	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70343	抗α-TSH多克隆抗体	山羊	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
70646	抗Whole-TSH多克隆抗体	山羊	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
90001	TSH标准品浓缩液	-	标准品级别	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## TSHR,促甲状腺激素受体抗体

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0030-H1	TSHR 单克隆抗体,6G7	人源	-	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP701226	TSHR蛋白	重组	纯化蛋白			

## TPOAb,甲状腺过氧化物酶抗体

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
TP701028	TPO蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## 食品安全类

### Chloramphenicol,氯霉素

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70442	抗氯霉素多克隆抗体,总IgG	兔	DEAE纯化	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

### Clenbuterol,克伦特罗

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70443	抗克伦特罗多克隆抗体,总IgG	兔	DEAE纯化	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## 其他

### GH,人生长激素

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70332	抗GH多克隆抗体,总IgG	绵羊	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
70386	抗GH单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
90017	GH标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	无	样品申请

### Hemo,血红蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70657	抗血红蛋白单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	无	样品申请
70658	抗血红蛋白单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	无	样品申请

### IgE,免疫球蛋白E

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
S2276MA01-MA	抗IgE单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
S2276MA02-MA	抗IgE单克隆抗体	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
70188	抗IgE单克隆抗体	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
90018	IgE标准品浓缩液	天然	标准品级别	酶免/发光/层析	无	样品申请

## PLA2R1,磷脂酶A2受体

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
TP790153	PLA2R1蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	无	样品申请

## TNT,三硝基甲苯

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
D1930M000-AM	TNT单克隆抗体	小鼠	-	酶免/发光/层析	无	样品申请

## NGAL,中性粒细胞胶酶相关载脂蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0031-B1	NGAL 单克隆抗体,6C3	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0031-B2	NGAL 单克隆抗体,10F11	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
DM0031-B3	NGAL 单克隆抗体,10C8	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	无	样品申请
TP307685	NGAL 蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	无	样品申请

## RCAP,碱性磷酸酶

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DP0008-P1	RCAP蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光	无	

## PLGF,胎盘生长因子

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
TA814277	PLGF 抗体		检测抗体		无	
TA814320	PLGF 抗体		包被抗体		无	

## TM,血栓调节蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
TP723443	THBD 蛋白				无	

## TORCH及传染病

## Toxoplasma,弓形虫

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70494	弓形虫IgG抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70495	弓形虫IgM抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请

## Rubella,风疹病毒

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70106	风疹病毒抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请

## CMV,巨细胞病毒

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70537	巨细胞病毒IgG 抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70168	巨细胞病毒IgM 抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请

## HSV,单纯疱疹病毒

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请



70539	HSV I 型IgG抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70535	HSV I 型IgM抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70651	HSV II 型IgG抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70197	HSV II 型IgM抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请

## HBV,乙型肝炎病毒

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
70254	抗HBsAg单克隆抗体	小鼠	亲和纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70277	抗HBsAg单克隆抗体	小鼠	亲和纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70426	抗HBeAg单克隆抗体	小鼠	亲和纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70427	抗HBeAg单克隆抗体	小鼠	亲和纯化	酶免/发光	说明书	样品申请

## Hp,幽门螺杆菌

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
HP-1001	幽门螺杆菌抗原	天然	纯化	酶免/发光	说明书	样品申请
70628	抗幽门螺杆菌单克隆抗体	小鼠	亲和纯化	酶免/发光	说明书	样品申请

## Strep A,A群链球菌

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
B9032RA00-A0	兔抗A群链球菌多克隆抗体	兔	包被/检测抗体	胶体金	说明书	样品申请

## Strep B,B群链球菌

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
B9051RA10-A1	兔抗B群链球菌多克隆抗体	兔	包被/检测抗体	胶体金	说明书	样品申请

## COVIVD,新冠病毒SARS-CoV-2

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
TP701119	Spike-RBD 蛋白,Lys310~Leu560	重组	C-His	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP701115	ACE2 蛋白	重组	C-Fc	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TA803906	ACE2 单克隆抗体,1D6	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TA804152	ACE2 单克隆抗体,1G4	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D631	SARS-CoV-2 N 单克隆抗体,6F5	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
D632	SARS-CoV-2 N 单克隆抗体,7B9	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## 脑损伤

### S100B,S100B蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0033-B1	S100B 单克隆抗体,6A6	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
DM0033-B2	S100B 单克隆抗体,3G6	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP300277	S100B 蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## UCH-L1,泛素羧基末端水解酶L1

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0035-B1	UCH-L1 单克隆抗体,8E3	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
DM0035-B2	UCH-L1单克隆抗体,6D2	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
DM0035-B3	UCH-L1 单克隆抗体,1A8	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
DM0035-S4	UCH-L1单克隆抗体,2F11	兔	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP762360	UCH-L1蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## GFAP,胶质纤维酸性蛋白

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
DM0034-B1	GFAP 单克隆抗体,4G7	小鼠	包被抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
DM0034-B2	GFAP 单克隆抗体,10B2	小鼠	检测抗体	酶免/发光/层析	说明书	样品申请
TP304548	GFAP 蛋白	重组	纯化蛋白	酶免/发光/层析	说明书	样品申请

## 生化

货号	产品名称	种属来源	描述	应用	说明书/COA	样品申请
ALB,白蛋白	S0111G000-S5	山羊抗人白蛋白血清	山羊	生化	说明书	样品申请
ALB,白蛋白	S0111GND0-D0	山羊抗人白蛋白多克隆	山羊	生化	说明书	样品申请
AGP, $\alpha$ -1-酸性糖蛋白	S0211G000-S5	山羊抗人 $\alpha$ -1-酸性糖蛋白	山羊	生化	说明书	样品申请
APO A1,载脂蛋白A1	S1141G000-S5	山羊抗人载脂蛋白A1	山羊	生化	说明书	样品申请
APO B,载脂蛋白B	S1151G000-S5	山羊抗人ApoB血清	山羊	生化	说明书	样品申请
B2M, $\beta$ -2微球蛋白	S3801GND0-D0	山羊抗人B2M血清	山羊	生化	说明书	样品申请
CER,铜蓝蛋白	S0811G000-S5	山羊抗人铜蓝蛋白血清	山羊	生化	说明书	样品申请
CRP,C-反应蛋白	DP0002-N1	CRP蛋白	山羊	生化	说明书	样品申请
CRP,C-反应蛋白	S3911G000-S5	抗人CRP抗血清	山羊	生化	说明书	样品申请
CRP,C-反应蛋白	S3911GND0-D0	抗人CRP多克隆抗体,总	山羊	生化	说明书	样品申请
HPT,结合珠蛋白	S1011G000-S5	山羊抗人结合珠蛋白血	山羊	生化	说明书	样品申请
C3,补体3	S0511G000-S5	山羊抗人补体蛋白C3	山羊	生化	说明书	样品申请
C4,补体4	S0611G000-S5	山羊抗人补体蛋白C4	山羊	生化	说明书	样品申请
IgG,免疫球蛋白G	S4900G000-S4	山羊抗人IgG血清	山羊	生化	说明书	样品申请
IgM,免疫球蛋白M	S1311G000-S5	山羊抗人IgM血清	山羊	生化	说明书	样品申请
IgA,免疫球蛋白A	S1111G000-S5	山羊抗人IgA血清	山羊	生化	说明书	样品申请
RBP,视黄醇结合蛋白	S5001G000-S4	山羊抗人RBP血清	山羊	生化	说明书	样品申请
RBP,视黄醇结合蛋白	S5001GND0-D0	山羊抗人RBP多克隆抗	山羊	生化	说明书	样品申请
TRF,转铁蛋白	S1611G000-S4	山羊抗人抗转铁蛋白血 清	山羊	生化	说明书	样品申请
标准品蛋白	DP0005-P1	特种蛋白标准品 ,ALB、AAT、A2M、AGP 、CER、C3、C4、HPT、 IgG、IgA、IgM、PAL、 TRF	天然	生化	说明书	样品申请
标准品蛋白	DP0005-P2	AAT、AGP、HPT复合 标准品	天然	生化		
标准品蛋白	DP0005-P3	AAT、AGP、HPT复合 标准品1ml,冻干	天然	生化	说明书	样品申请
标准品蛋白	DP0005-P4	AAT、AGP、HPT复合 标准品0.5ml,冻干	天然	生化	说明书	样品申请
标准品蛋白	DP0005-P5	特种蛋白标准品,冻干 ,ALB、AAT、A2M、AGP 、CER、C3、C4、HPT、 IgG、IgA、IgM、PAL、 TRF	天然	生化	说明书	样品申请